

Mode d'emploi O7 active® PRO bain de bouche

Qu'est-ce que c'est O7 active® PRO bain de bouche?

O7 active® PRO bain de bouche est un produit qui contient une technologie brevetée d'oxygène actif. Cette technologie devient active lorsqu'elle entre en contact avec la peau ou les muqueuses.

Comment fonctionne O7 active® PRO bain de bouche?

L'O7 active® PRO gel contient la technologie Ardox-X® brevetée qui devient active lorsqu'elle entre en contact avec la peau ou les muqueuses. La technologie est basée sur un complexe hydrocarboné-oxo borate stabilisé qui génère une forme d'oxygène non radicalaire sous l'influence de la salive. Le complexe hydrocarboné-oxo borate fonctionne comme une matrice qui libère de l'oxygène actif sur la surface à traiter. Ce micro-environnement riche en oxygène a un effet positif avéré sur le traitement des plaies (infectées), par exemple les poches infectées.

Dans quel but peut-on utiliser O7 active® PRO bain de bouche?

L'O7 active® PRO bain de bouche est utilisé pour le traitement de la gingivite, de la parodontite et de la péri-implantite.

Dans quelle situation peut-on utiliser O7 active® PRO bain de bouche?

L'O7 active® PRO bain de bouche est utilisé pour le traitement de la gingivite, de la parodontite et de la péri-implantite.

En quel cas l'O7 active® PRO bain de bouche ne peut-il pas être utilisé?

L'O7 active® PRO bain de bouche ne peut pas être utilisé en combinaison avec des implants métalliques ou des prothèses métalliques, à l'exception du titane. Avant d'utiliser l'O7 active® PRO bain de bouche, retirez d'abord la prothèse.

Comment utiliser l'O7 active® PRO bain de bouche?

Dosage

Rincez et/ou brossez la bouche trois fois par jour pendant 1 minute avec environ 10 ml O7 active® PRO bain de bouche et recracher après usage. Ne pas rincer la bouche à l'eau après usage.

Prévention de la contamination

Afin d'éviter toute contamination seulement utiliser le bouchon doseur fourni et rincer après usage à l'eau du robinet.

Combien de temps peut-on utiliser l'O7 active® PRO bain de bouche?

Le traitement peut être arrêté lorsque le patient est guéri de l'infection, mais ne doit pas durer plus de 7 années.

Ce que vous devez respecter pendant la grossesse.

O7 active® PRO bain de bouche peut, au meilleur de nos connaissances, conformément aux instructions, être utilisé sans risque pour l'embryon pendant la grossesse et/ou l'allaitement. En général, vous devez utiliser le moins de médicaments possible pendant le premier trimestre de la grossesse. L'O7 active® PRO bain de bouche n'est pas un médicament. Néanmoins, la retenue à l'utilisation pendant cette période est toujours conseillée.

Information supplémentaire sur O7 active® PRO bain de bouche

Le composant principal de ce produit est la technologie Ardox-X® ; basée sur un complexe libérateur d'oxygène.

Présentation et emballage d' O7 active® PRO bain de bouche

Présentation: La présentation d'O7 active® PRO bain de bouche est un liquide transparent jusqu'à légèreté opaque, sans couleur.

Emballage: L'O7 active® PRO bain de bouche est conditionné dans une bouteille de 250 ml.

Cette information a été révisée en 11-2017.

Gebruiksaanwijzing O7 active® PRO mondwater

Wat is O7 active® PRO mondwater?

O7 active® PRO mondwater is een product dat een gepatenteerde actief zuurstof technologie bevat. Deze technologie wordt actief op het moment dat het in contact komt met de huid of slijmvliezen.

Wat is de werking van O7 active® PRO mondwater?

O7 active® PRO mondwater bevat de gepatenteerde Ardox-X® technologie die actief wordt op het moment van contact met de huid of de slijmvliezen. De technologie is gebaseerd op een gestabiliseerd hydrocarbon-oxoborate complex die een niet-radicaal vorm van zuurstof genereert onder invloed van speeksel. Het hydrocarbon-oxoborate complex functioneert als een matrix die actieve zuurstof vrijgeeft op het te behandelen oppervlak. Deze zuurstofrijke micro-omgeving heeft een bewezen positief effect op (geïnficeerde) wondbehandeling bijv. geïnfecteerde pockets.

Voor welk doel kan de O7 active® PRO mondwater gebruikt worden?

O7 active® PRO mondwater wordt gebruikt voor de behandeling van gingivitis, parodontitis en peri-implantitis.

Hoe kan de O7 active® PRO mondwater gebruikt worden?

O7 active® PRO mondwater wordt gebruikt voor de behandeling van gingivitis, parodontitis en peri-implantitis.

In welke situatie kan de O7 active® PRO mondwater niet gebruikt worden?

O7 active® PRO mondwater kan niet gebruikt worden in combinatie met metalen implantaten of metalen prothese, met uitzondering van titanium. Vóór het gebruik van O7 active® PRO mondwater eerst prothese uitnemen.

Hoe wordt O7 active® PRO mondwater gebruikt?

Dosering

Spoel en/of poets de mond drie keer per dag gedurende 1 minuut met circa 10 ml O7 active® PRO mondwater en spuug uit na gebruik. De mond niet naspoelen met water.

Voorkomen van besmetting

Ter voorkoming van besmetting altijd de meegeleverde maatbeker gebruiken en deze na gebruik schoonspelen met kraanwater.

Hoe lang kan O7 active® PRO mondwater gebruikt worden?

De behandeling kan gestopt worden wanneer de patiënt genezen is van de infectie, maar niet langer dan 7 jaar.

Waar moet u op letten tijdens een zwangerschap?

O7 active® PRO mondwater kan, voor zover bekend, in overeenstemming met de aanwijzingen, zonder gevaar voor de embryo worden gebruikt tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding. In het algemeen geldt dat men in het eerste trimester van de zwangerschap zo min mogelijk geneesmiddelen moet gebruiken. O7 active® PRO mondwater is geen geneesmiddel. Desondanks wordt toch terughoudendheid met het gebruik gedurende deze periode aangeraden.

Extra informatie O7 active® PRO mondwater.

Het kritische ingrediënt in de O7 active® PRO mondwater is de Ardox-X® technologie; gebaseerd op een zuurstof donerend complex.

Uiterlijk en verpakking van de O7 active® PRO mondwater.

Uiterlijk: O7 active® PRO mondwater is een heldere tot licht opake kleurloze vloeistof.

Verpakking: O7 active® PRO mondwater is verpakt in een witte fles met een inhoud van 250 ml.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien 02-2018.

Gebrauchsanweisung O7 active® PRO Mundwasser

Was ist O7 active® PRO Mundwasser?

O7 active® PRO Mundwasser ist ein Produkt, das eine patentierte aktive Sauerstofftechnologie enthält. Diese Technologie wird aktiv, wenn sie mit der Haut oder den Schleimhäuten in Kontakt kommt.

Welche Wirkung hat O7 active® PRO Mundwasser?

O7 active® PRO Mundwasser enthält die patentierte Ardox-X® Technologie, die zum Zeitpunkt des Kontakts mit der Haut oder den Schleimhäuten aktiv wird. Die Technologie basiert auf einem stabilisierten Kohlenwasserstoff-Oxoborat-Komplex, der unter dem Einfluss von Speichel eine nicht-radikale Form von Sauerstoff erzeugt. Der Kohlenwasserstoff-Oxoborat-Komplex fungiert als eine Matrix, die aktiven Sauerstoff auf der zu behandelnden Oberfläche freisetzt. Diese sauerstoffreiche Mikroumgebung hat nachweislich eine positive Wirkung auf (infizierte) Wundbehandlungen, zB infizierte Taschen.

Zu welchem Zweck kann das O7 active® PRO Mundwasser verwendet werden?

O7 active® PRO Mundwasser wird zur Behandlung von Gingivitis, Parodontitis und Periimplantitis eingesetzt.

Wie kann das O7 active® PRO Mundwasser verwendet werden?

O7 active® PRO Mundwasser wird zur Behandlung von Gingivitis, Parodontitis und Periimplantitis eingesetzt.

In welcher Situation kann das O7 active® PRO Mundwasser nicht verwendet werden?

O7 active® PRO Mundwasser kann nicht in Kombination mit Metallimplantaten oder Metallprothesen mit Ausnahme von Titan verwendet werden. Bevor Sie O7 active® PRO Mundwasser verwenden, entfernen Sie zuerst die Prothese.

Wie wird O7 active® PRO Mundwasser verwendet?

Dosierung

Spülen und / oder bürsten Sie den Mund dreimal täglich für 1 Minute mit ca. 10 ml O7 active® PRO Mundwasser und spucken Sie es nach Gebrauch aus. Spülen Sie den Mund nicht mit Wasser aus.

Vermeidung von Kontamination

Verwenden Sie zur Vermeidung von Kontamination immer den mitgelieferten Messbecher und spülen Sie ihn nach Gebrauch mit Leitungswasser ab.

Wie lange kann O7 active® PRO Mundwasser verwendet werden?

Die Behandlung kann beendet werden, wenn der Patient von der Infektion geheilt ist, aber nicht länger als 7 Jahre.

Was sollten Sie während einer Schwangerschaft beachten?

O7 active® PRO Mundwasser kann nach bestem Wissen in der Schwangerschaft und / oder Stillzeit gemäß den Anweisungen ohne Risiko für den Embryo verwendet werden. Im Allgemeinen sollten Sie während des ersten Trimesters der Schwangerschaft so wenig Medikamente wie möglich einnehmen. O7 active® PRO Mundwasser ist kein Arzneimittel. Dennoch ist eine Zurückhaltung bei der Verwendung während dieser Zeit immer noch ratsam.

Zusatzinformation O7 active® PRO Mundwasser.

Der entscheidende Bestandteil des O7 active® PRO Mundwassers ist die Ardox-X® Technologie, basierend auf einem Sauerstoff abgebenden Komplex.

Aussehen und Verpackung des O7 active® PRO Mundwassers.

Aussehen: O7 active® PRO Mundwasser ist eine klare bis leicht trübe, farblose Flüssigkeit.

Verpackung: O7 active® PRO Mundwasser ist in einer weißen Flasche mit einer Kapazität von 250 ml verpackt.

Dieses Handbuch wurde zum letzten Mal 02-2018 überarbeitet.

Instructions of use O7 active® PRO mouthwash

What is O7 active® PRO mouthwash?

O7 active® PRO mouthwash is a product with a patented active oxygen technology. This technology becomes active at the moment of contact with the skin or mucous membranes.

How does the O7 active® PRO mouthwash work?

O7 active® PRO mouthwash contains the patented Ardox-X® technology which becomes active at the moment of contact with the skin or mucous membranes. The technology is based on a stabilized hydrocarbon-oxoborate complex that generates a non-radical form of oxygen under the influence of saliva. The hydrocarbon-oxoborate complex functions as a matrix that releases active oxygen on the area that has to be treated. The oxygen-enriched micro-environment has a proven positive effect on the (infected) wound treatment, e.g. infected pockets.

For what purpose can the O7 active® PRO mouthwash be used?

O7 active® PRO mouthwash is used for the treatment of gingivitis, periodontitis and peri-implantitis.

In which cases can the O7 active® PRO mouthwash be used?

O7 active® PRO mouthwash is used in treatment of gingivitis, periodontitis and peri-implantitis by a dentist.

In which case the O7 active® PRO mouthwash can't be used?

O7 active® PRO mouthwash cannot be used in combination with metal implants or metal prosthesis, with the exception of titanium. Before using O7 active® PRO mouthwash, first remove the prosthesis.

How is the O7 active® PRO mouthwash used?

Dosage

Rinse and/or brush the mouth three times a day during 1 minute with approximately 10 ml of O7 active® PRO mouthwash and spit out after use. Don't rinse the mouth with water afterwards.

Contamination prevention

To prevent contamination always use the provided measuring cup and rinse the cup after use with tap water.

How long can the O7 active® PRO mouthwash be used?

Treatment can be stopped when the patient is cured of the infection, but no longer than 7 years.

What should you pay attention to during a pregnancy?

O7 active® PRO mouthwash may, to the best of our knowledge, be used without risk to the embryo during pregnancy and / or lactation, according to the instructions. In general, you should use as few medicines as possible during the first trimester of pregnancy. O7 active® PRO mouthwash is not a medicine. Nevertheless, restraint with the use during this period is still advised.

Additional information O7 active® PRO mouthwash.

The critical ingredient in the O7 active® PRO mouthwash is the Ardox-X® technology; based on an oxygen donating complex.

Appearance and packaging of the O7 active pro mouthwash?

Appearance: O7 active® PRO mouthwash is a clear to slight opaque colourless liquid.

Packaging: O7 active® PRO mouthwash is packed in a white bottle with a content of 250 ml.

These instructions for use are last revised 02-2018.



Distributed by: Sunstar Oral Company Int. B.V.
Hogeweyerslaan 221
1382 JL Weesp
The Netherlands

